カル

単レンズ

[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915 [大阪] TEL: 06(6306)1911 · FAX: 06(6306)1912

E-mail: eigyou@chuo.co.jp

URL: www.chuo.co.jp

NDフィルタとは

CONTACT

NDフィルタは、別名「中性濃度フィルタ」とも呼ばれ、所定の波長帯において波長を選ぶことなく、光量を一定量落とす目的に使用されます。 NDフィルタの場合、透過率でその特性を定義するのではなく、光学濃度(Optical Density:OD)で定義するのが一般的です。光学濃度で定 義することにより、フィルタを複数枚重ね合わせた時の全体の減衰率(透過率)が求めやすくなるからです。光学濃度と透過率の間には、次式 の関係があります。

OD=log 10(1/T) (但しT≦1)

標準品と異なる光学濃度が必要な場合は、フィルタの重ね合わせにより所定の濃度を得ることができます。一例を次に紹介します。

- (例1)OD=0.3とOD=1.5のフィルタの重ねた場合
- (1)単純に各OD値を加算します ODtotal=0.3+1.5=1.8
- (2)光学濃度(OD)と透過率(T)の関係式は、 OD=log(1/T)、又は10OD=1/T
- (3)よって重ね合わせた時の透過率は、 T=1/10 18=0.0158=>1.58%
- (例2)透過率0.5%のフィルタが必要な場合

T=0.005から、OD=log 10(1/T)=log 10(1/0.005)=2.3

よってフィルタの重ね合わせにより ODtotal が 2.3となる組み合わせ(下記 ND フィルタ製品の場合、OD=0.3と 2.0、あるいは OD=1.0と 1.3 の組み合わせ)により、0.5%の透過率が得られます。

NDフィルタを大別すると、反射型と吸収型に大別できます。**反射型フィルタ**は、ガラス基板表面に所定の光学薄膜(主に金属膜)を蒸着し たものです。この薄膜による光の反射と吸収作用によって、所定の光学濃度(透過率)を実現します。ただ反射量が吸収型(後述)よりもかなり 多いため、例えばレーザー光照射時に戻り光がレーザー光源の出射口に戻らぬよう注意を払う必要があります。一方の**吸収型フィルタ**は、主 に基板自体の光吸収作用によって所定の光学濃度(透過率)を実現します。NDフィルタ製品は、ハイパワーレーザー用には設計されておりま せんので、ご注意ください(フィルタの破損、あるいは光学特性の精度が悪くなる場合があります)。