▶ 顕微鏡用自動化製品 ▶顕微鏡用XYステージ

マイクロスキャニングステージ











MSS-200C





オリンパス



	ーコノ	オファフォト200
MSS-200C-NA	ニコン	エクリプスL200/L200A/L200D/ L200N/L200ND

※末尾-NAの製品には顕微鏡対応アダプタが付属します。

顕微鏡との 組み合わせ使用例



対応顕微鏡 MX50、MX61、MX61A、

MX61L、MX80

↑ MSS-200C


長


- 8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。
- 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
- 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

Maril .		_				
製	品	番	号	MSS-200C	MSS-200C-NA	
製	品		名	マイクロスキャニングステージ		
価			格	¥1,300,000	¥1,300,000	
移	動	方	向	XY軸 2方向		
移	動		量	± 100mm		
ステ	-	ジ	面	355mm×305mm		
使 用	T T	_	9	PK523HPA相当 (5 線式ペンタゴン結線、0.75A/相)		
分	解		能	0.002mm		
送り	ねし	じ仕	様	ボールねじ		
送り	ねじ	リー	ド	1 mm		
移 動	」 ガ	1	ド	V溝とクロスローラ		
移	動	精	度	真直度(水平)0.010mm、(垂直)0.025mm		
位置決め	精度(1/10	0ストロ-	-ク)	X軸0.015mm、Y軸0.015mm		
位置決め	精度(フルストローク) X軸0.060mm、Y軸0.050mm		Y軸0.050mm			
繰り	返し	」 精	度	± 0.002mm		
ロス	トモー	- ショ	ン	0.003mm		
耐	荷		重	49N (5kgf)		
質			量	7.3kg (アルミプレートを除く)		
最高	速 度(8	,000pps	s時)	16mm /s		
主要权	質 /	表面処	理	アルミ合金/黒アルマイト梨地		
原点	して	ン	サ	ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ		
リミ	ット	セン	サ	ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ		
適合	ケ -	ー ブ	ル	ACB-STM2、ACB-STM3		
標準	付	属	品	アルミプレート		
RoHS指	令 対	応 状	況	RoHS RoHS指令適合品		

[※]掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《http://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。

○ センサ動作論理とタイミングチャート







アクセサリ ステージ用

顕微鏡用XYステージ 4 顕微鏡用自動化製品 <

製品の外観図



↑ MSS-200C



↑ MSS-200C-NA 付属スペーサ

☑ 接続方法 ― 接続ケーブルとコントローラ・ドライバ

