



- オプティカルベース
- オプティカルアクセサリ
- オプティカルエレメント
- オプティカル実験セット

- 干渉計
- 光学装置


フィゾー干渉計

Sales Point 特長

- ▶ フィゾー干渉計は、スペシャルフィルタで拡大された光束をコリメーティングレンズで平行光とします。
- ▶ ビームスプリッタはスペシャルフィルタとコリメーティングレンズの間に置かれます。
- ▶ 平行光束中に基準平面と試料ミラーを置くと反射光で干渉縞が生じます。

製品番号	製品名	構成ユニット	単価	使用数量	小計
	M: ミラー	SMR-50EA、MHA-50、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥78,500	1	¥78,500
	BS: ビームスプリッタ	SPBS-S50-400-50、MHA-50、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥83,500	1	¥83,500
	R: リファレンス	SUW-25、MHA-25、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥75,600	1	¥75,600
	SF: スペシャルフィルタ	C-48-(3)、OB-40、PH-10、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥154,500	1	¥154,500
	CL: コリメートレンズ	ACL-25-500M、C-28-25、ES-20-70P、C-05-(8)P、LD-412、BM-65K	¥61,000	1	¥61,000
	SC: スクリーン	スリガラス 50 × 50、FH-60、ES-12-130P、BM-65K	¥52,500	1	¥52,500
	BASE: 定盤	ORE-1890、CVS-200	¥758,000	1	¥758,000
合計					¥1,263,600 (+送料)

※価格には現地調整費は含まれておりません。※LAレーザー光源は別途御見積いたします。



フィゾー干渉計 光学系