

掲載内容

1) 商品情報

- ・ B30102 BIXY ステージ STD システム(OL)、B30109 BIXY ステージ FFP システム(OL)が OLYMPUS 製倒立顕微鏡 IX51 にも対応することを確認しました。ご注文の際は、顕微鏡型式を確認の上、ご連絡をお願いします。

製品情報は、以下のアイコンをクリックしてご参照ください。



IX51



- ・ B30109 BIXY ステージ FFP システム(OL)が OLYMPUS 製正立顕微鏡(ステージ固定式顕微鏡)BX51WI にも対応することを確認しました。ご注文の際は、顕微鏡型式を確認の上、ご連絡をお願いします。

製品情報は、こちら(下のアイコン)まで。



BX51WI



- ・ B30101 BIZ-FU 圧着タイプシステムを日本病理学会 2013(第 102 回)付設展示会に出展しました。このシステムは顕微鏡ハンドルに搭載することで簡単に電動化することが可能です。正面パネルの「  」ボタン 1 クリックするだけで任意の焦点位置を呼び出せます。


ご興味がおありの際は、どうぞお問い合わせください。

製品情報は、こちら(下のアイコン)まで。




- ・ B00138 In Vitro Works システムを M-Tech(機械要素技術展)2013 に出展しました。このシステムの詳細は、BN1301 に掲載させていただいております。ご興味がおありの際は、どうぞお問い合わせください。

製品情報は、こちら(下のアイコン)まで。



2) 技術情報

- ・東海ヒット殿のサーモプレート(Thermo Plate)の型式が変更になりました。寸法は変更ありませんので、従来通り当社電動 XY ステージシステム「B30102 BIXY ステージ STD システム(OL)、B30104 BIXY ステージ STD システム(LC)、B30109 BIXY ステージ FFP システム(OL)、B30117 BIXY ステージ STD システム(NK)」に搭載してご利用いただけます。変更内容は下記の表をご参照ください。



プレートのタイプ	温度設定	ガラス厚保	旧型式		新型式
ガラスプレート	室温～50℃	0.5mm	MATS-55AAXK-D	TP-SQ05	
		1.0mm	MATS-55AXKW-D	TP-SQ	


製品情報は、こちら(下のアイコン)まで。



3) 掲載情報

- ・BN1301 でご紹介させていただきました B00138 In Vitro Works システムの Biotech2013 の出展模様が NHK ニュースで放映されました。

製品情報は、こちら(下のアイコン)まで。



4) 関係先情報


- ・当社が協賛しております大阪大学産業科学研究所永井研究室が主催する新学術領域「少数性生物学」バイオナノフォトニクスコンソーシアム殿と相互リンクをいたしました。

リンク情報は、こちら(下のアイコン)まで。



- ・当社とお取引させていただいております東海ヒット殿と相互リンクをいたしました。

リンク情報は、こちら(下のアイコン)まで。



・当社製品を用いて論文発表された場合は、是非ご連絡ください。粗品をお贈りさせていただきます。また当社製品を用いて学会発表・展示会に出展される場合も是非ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

