


掲載内容

1) 商品情報

- ・ 培養用フラスコ(培養面積 75 cm²タイプ)を載置したいというご要望にお応えして、電動XYステージ用インサートホルダに、B00515 : FLS T751 K ホルダ INV B システムが加わりました。

電動 XY ステージ上に、培養用フラスコ(培養面積 75 cm²タイプ)を横方向に 1 個保持することのできる K 規格のホルダです。



B00515 : FLS T751 K ホルダ INV B システム

B00515 は、当社電動 XY ステージシステム

[B30102 : BIXY ステージ STD システム (OL)、

B30104 : BIXY ステージ STD システム (LC)、B30109 : BIXY ステージ FFP システム (OL)

B30117 : BIXY ステージ STD システム (NK)]に対応いたします。

当該製品を搭載可能な電動 XY ステージ情報は、以下のアイコンをクリックしてご参照ください。

[B30102](#)

[B30104](#)


[B30109](#)

[B30117](#)



- ・ B30337 : ID25 穴 YK ホルダの開口部を広げたいというご要望にお応えして、電動 XY ステージ用インサートホルダに、B00151:ID40 穴 YK ホルダ B システムが加わりました。

φ 40mm の開口部を有していますので、試料を設置した際の観察領域が広がります。



B00151 : ID40 穴 YK ホルダ B システム

B00151 は、当社ウェルプレート K ホルダ

[B30307 : ウェルプレート K ホルダ]に対応いたします。


- ・ 倒立顕微鏡・実体顕微鏡・正立固定顕微鏡観察時のクローズドループ制御フルフラット電動 XY ステージシステムとして、

B30152 : BIXY ステージ FFC02

システム (OL) が加わりました。

倒立顕微鏡としては、
OLYMPUS 製 IX71/81/73/83 等に
搭載でき、分解能 $0.2\mu\text{m}$ で繰り返

し再現性に優れており、テーブル
上面はフルフラットですので、実験機材などを載置しやすくご利用いただけます。また、本システム
には、キーパッド、ジョイスティックが付属し、各種制御が簡単に行えます。



2) 掲載情報

- ・ 当社関連製品が機関・メディア各社に掲載・放映されました。(掲載順)

CBC テレビ、テレビ愛知、東海テレビ、共同通信、愛知県、中日新聞、中日新聞プラス、朝日新聞アピタル、読売新聞オンライン、日刊工業新聞、毎日新聞、日刊工業新聞 BusinessLine、読売新聞ヨミドクター(yomiDr.)等

ご覧いただければ幸いです。

- ・ 当社製品を用いて論文発表された場合は、是非ご連絡ください。粗品をお贈りさせていただきます。
また当社製品を用いて学会発表・展示会に出展される場合も是非ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※BN は、BriefNote の略称名です。